

DRACO

DR DIP 4DRY

ZABEZPIECZENIE KANAŁU MLEKOWEGO STRZYKÓW KRÓW W ZASUSZENIU

- Skuteczne zabezpiecza strzyki w okresie zasuszenia
- Gotowy i gęsty w formie trwałego dippingu (czopu)
- Tworzy na strzyku elastyczną i bardzo wytrzymałą (nie zmywalną) błonę
- Całkowicie odporny na działanie drobnoustrojów



ZASTOSOWANIE

Produkt gęsty w formie dippingu, do trwałego zabezpieczenia ujścia kanału mlekowego strzyków krów i jałówek w okresie zasuszenia.

Odpowiednio dobrana receptura zapewnia wyjątkową trwałość utworzonej na strzykach błony, która utrzymuje się do 7 dni.

Ważne ! aby produkt DR DIP 4DRY stosować na czyste i suche strzyki.

Produkt DR DIP 4DRY jest dedykowany tylko dla krów i jałówek zasuszonych w ostatnim okresie ciąży tj. 20 dni przed planowanym wycieleniem. W tym czasie należy co najmniej 3-krotnie powtórzyć aplikacje w odstępach 6-cio dniowych.

W przypadku stosowania antybiotyku należy bezpośrednio po zapodaniu zastosować produkt DR DIP 4DRY na strzyki.

Z uwagi, że produkt jest szybko schnący i trudno zmywalny, podczas aplikacji zaleca się używania rękawiczek jednorazowych.

DRACO

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt stosować bez rozcieńczania.

Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć i osuszyć strzyki.

Należy wypełnić niewielką ilością nakrętkę lub kubeczek jednorazowy i zamaczać tylko końcówki strzyków.

Powtarzać aplikację produktu co 6 dni w ostatnich 20-stu dniach okresu zasuszenia.

Podczas aplikacji zaleca się używania rękawiczek jednorazowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postać fizyczna	Płyn zielony w postaci żelu
pH produktu (100%)	nie dotyczy
Zdolność pianotwórcza	brak
Substancja czynna	nie dotyczy
Magazynowanie	5°C do 35°C
Termin ważności	24 miesiące

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w higienie weterynaryjnej i hodowli zwierząt.

OPAKOWANIE

Butelka:	500 ml	kod: 103300005
Butelka:	1 L	kod: 103300001