

DR CLEANSteril N

NEUTRALNY PRODUKT

MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

- Rozpuszcza i dysperguje zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
- Wydajnie spienia się, nie pozostawia zapachu
- Nieagresywny dla skóry rąk oraz powierzchni maszyn i urządzeń
- Ekonomiczny w zastosowaniu dzięki skoncentrowanej formule

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny skoncentrowany o działaniu bakteriobójczym do mycia i dezynfekcji: konwi i zbiorników do przechowywania mleka, drobnego sprzętu, części maszyn. Do mycia i dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w stężeniu: 5 - 20 ml / 1 l wody bieżącej.
Stosować w temperaturze od 20°C, w czasie 5 minut.

Po zastosowaniu spłukać powierzchnie i zastosowane urządzenia mające kontakt z żywnością wodą zdatną do picia.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

Działanie bakteriobójcze >0.5%,
wg. PN-EN 13697:2002 (temp. 20°C, czas kontaktu 5 minut)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne <5%, Substancja czynna: kwas glikolowy 0,5g/100g (CAS: 79-14-1, WE: 201-180-5).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm³:	1,04 ± 0.5
pH produktu (1%):	7 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza:	Wysoka
Termin ważności:	36 mies.
Temperatura zamarzania:	< 0°C

MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w przemyśle rolno-spożywczym.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 9716/24.

OPAKOWANIE

Kanister: 4 x 5 L	kod: 1860005
Kanister: 20 kg	kod: 1860020

